





## **ePuck Roboter**

- •mobiler Roboter für Lehre
- open hardware
- onboard software open source

#### **Technische Details:**

- •70 mm Durchmesser
- •50 mm Höhe
- •200g Gewicht
- •12 cm/s Speed
- •2h autonome Versorgung

- Bluetooth
- Infrarot
- •8 KB RAM
- •114 KB Flash
- •2 Schrittmotoren

programming connector switch 16 pos.

accelerometer RS232

ON-OFF ring of LEDs

microphones VGA camera

wheels with stepper motor

IR sensors

speaker

IR receiver

- •640x480 VGA Kamera
- •3D accelerometers
- •3 Mikrofone
- •1 Lautsprecher



# ePuck Projektaufgabe

#### Aufgabe:

Aufbau einer Bluetooth RFCOMM Verbindung zum ePuck

Steuerung des ePucks über serielle Schnittstelle anhand

Herstellerdokumentation

Userinterface zur Steuerung des ePucks

#### Lösung:

klassisches Client-Server Modell

Client: Notebook/ Android-Gerät

•Server: ePuck

•2 Steuermöglichkeiten

USB Controller

Andriod-Gerät





## **ePuck Projekt**

#### Lösungsdetails:

// request socket

s = socket(AF\_BLUETOOTH, SOCK\_STREAM, BTPROTO\_RFCOMM);

•Adressfamilie: AF\_BLUETOOTH
•Sockettype: SOCK\_STREAM

•Protocol: BTPROTO\_RFCOMM

- Quellcode in drei Funktionen
  - •main
  - eventloop
  - Joystick\_Info
- Verteilte Versionsverwaltung mittels GIT
- GitHub Webbasierter Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte



## **ePuck Client: main**

- bt\_destination\_address festlegen & Format checken
- Socket erstellen
- •connect 2 Server & send messages
  - initial dummies
  - Standartgeschwindigkeit
  - •1 sec LEDs blinken lassen
  - •Flashlight anmachen
- polling Schleife für USB Controller Befehle
- Verbindung beenden per JoyStick
  - •Rädergeschwindigkeit = 0
  - •Licht aus
  - Sound aus
  - •LED's aus
- Ausgabe "bye"
- Speicher freigeben
- •Bluetoothverbindung beenden: close(s)



## **ePuck Client: eventloop**

#### Zum Polling der JoyStick Befehle

- Sounds abspielen
- Variablen setzen für:
  - Geschwindigkeit Rad Links
  - Geschwindigkeit Rad Rechts
  - •LED Status
  - •Flashlight Status
  - Gang
- •Räder anhalten
  - •ButtonUp Event
- •neue Status senden
  - •Geschwindigkeit der Räder
  - LED Zustände
  - •Flashlight Zustand



# ePuck Client: Joystick\_Info

### Allgemeine Infos und Verbindung zu Joystick

```
Suche nach Joysticks
gibt Anzahl gefundener Joysticks aus
ggf. Fehlermeldung
"Kann Joystick %d nicht öffnen"
Ausgabe /* Informationen zum Joystick */
printf ("Joystick %d\n", i);
printf ("\tName: %s\n", SDL_JoystickName(i));
printf ("\tAxen: %i\n", SDL_JoystickNumAxes(js));
printf ("\tTrackballs: %i\n", SDL_JoystickNumBalls(js));
printf ("\tButtons: %i\n", SDL_JoystickNumButtons(js));
```



## **ePuck Befehle**

```
-d,X,Y
                    //drive, left wheel with speed X, right wheel with speed Y
                    //Maximum for X,Y = 1000
- f,1
                    //turning on the flashlight
- f.0
                    //turning of the flashlight
                    //turning on LED number X 1 \le X \le 8
-1,X,1
-1,X,0
                    //turning off LED number X
- 1,9,1
                    //turning on all LEDs
- 1,9,0
                    //turning off all LEDs
-t,0
                    //stop sounds
- t,X
                    //plays sound X, for 1 \le X \le 5
```



# **ePuck Steuerung**





# **DEMO**